

Liste des substances utilisant ce prélèvement

| Nom      | Numéro CAS |
|----------|------------|
| Phosgène | 75-44-5    |

## Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

1

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 110 mm diam 8 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ RESINE XAD2® IMPREGNEE

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 400

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 200

### Préparation du substrat :

Tube commercial de résine de XAD-2 imprégnée de dibutylamine.

### Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

### Plage de débit

Débit mini (L/min) \_\_\_\_\_ 0,500

Débit maxi (L/min) \_\_\_\_\_ 1

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) \_\_\_\_\_ oui

Temps de prélèvement maximum \_\_\_\_\_ 2

### Particularités, commentaires, conseils :

Pour la vérification du respect de la VLEP, prélèvement de 30 à 75 L (1h à 1h30), à 0,5 L/min ou 1 L/min.

Pour la vérification du respect de la VLCT, prélèvement de 15 L d'air à 1 L/min.

## Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min