

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Sévoflurane	28523-86-6
Tétrachloroéthylène	127-18-4

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ BADGE

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CHARBON ACTIF

Préparation du substrat :



Commentaires, conseils, consignes :

La mise au point a été réalisée sur badges GABIE

## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 0,0317

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) \_\_\_\_\_ oui

Temps de prélèvement maximum \_\_\_\_\_ 8

## Conditionnement particulier

Choix conditionnement particulier \_\_\_\_\_ stabilisation

Description :

Après prélèvement et avant analyse, les badges sont conservés, capuchonnés et replacés dans leur boîte, au réfrigérateur, à l'abri de toute source de solvant.