

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
2-méthoxy-2-méthylbutane	994-05-8
Ethyl-ter-butyl-ether	637-92-3
Butylglycol	111-76-2
Acétate de Butylglycol	112-07-2
1-Méthoxypropane-2-ol	107-98-2
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	108-65-6
Méthylglycol	109-86-4
Acétate de méthylglycol	110-49-6
Ethylglycol	110-80-5
Méthyl-ter-butyl-éther	1634-04-4
1-Ethoxy-2-propanol	1569-02-4

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 70 mm diam 6 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CHARBON ACTIF

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 100

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 50

Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

### Plage de débit

Débit mini (L/min) \_\_\_\_\_ 0,050

Débit maxi (L/min) \_\_\_\_\_ 0,100

Temps de prélèvement maximum \_\_\_\_\_ 5

### Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min